



Торговая марка Bluetooth является собственностью Bluetooth SIG, и ее использование компанией Sivantos GmbH осуществляется по лицензии. Другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Информация в данном буклете содержит общие описательные характеристики доступных технических качеств товара, которые не всегда могут присутствовать в отдельных случаях.

Android и Google Play являются торговыми марками Google Inc. Apple App Store является торговой маркой Apple Inc.

Официальный производитель
Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germany

Sivantos GmbH is a Trademark Licensee of Siemens AG.

SIEMENS

Ace



www.bestsound-technology.hu



Enjoy the sound
of life.

Новых слуховой аппарат Carat.

Сдержанный дуэт для кристально
ясного
звука и удобное управление :
**Новый ACE с
TouchControl приложением .**

Как самый маленький слуховой аппарат
Siemens, Ace™ предлагает Вам
максимальную свободу действий и
превосходный опыт прослушивания.
Кроме того, вы можете уверенно и
незаметно управлять Ace с новым
TouchControl App : То, что выглядит как
проверка текста на самом деле
корректировка слухового аппарата !

Helyi kapcsolat
Sivantos Kft.
1026 Budapest,
Hűvösvölgyi út 33.
+36 1 275 0750
hallokeszulek.hu@sivantos.com
www.bestsound-technology.hu


Order No. A91SAT-02257-99C1-7600 | Printed in Germany
© 03.2015 Siemens AG

www.bestsound-technology.hu



touchControl
alkalmazás

Ace




Life sounds brilliant.

Незаметные и мощные: слуховые аппараты RIC.



Невероятно сдержанный, аппарат Асе сидит незаметно на ушной раковине, а незаметный ресивер входит непосредственно в ушной канал - позволяя высокий уровень усиления в ультра-крошечном корпусе.

На первый взгляд: новый Асе.



Чудо миниатюризации : Хотя Асе настолько мал по размеру, он оснащен многими сложными функциями . Он даже устойчив к влажности , поту , пыли и грязи в соответствии со стандартами IP67 .

Дистанционное управление



Широкий выбор цветов Асе разработан под различный цвет волос и кожи.



- 1 Дистанционное управление**
Дистанционное управление: touchControl App.
- 2 Направленные микрофоны:**
Улучшает разборчивость в тяжелых акустических ситуациях, фокусируясь на звуке, звучащем непосредственно перед вами, одновременно снижая уровень шумов, поступающих из других направлений.
- 3 Внешний ресивер.**
Благодаря выбору уровня мощности Асе подойдет Вам как сейчас, так и в будущем.
- 4 Тиннитус-маскер**
Персонализированный звуковой сигнал поможет отвлечься от шума в ушах и уменьшит негативное влияние .
- 5 Встроенная кнопка**
для легкой и быстрой смены программ.
- 6 Батарейный отсек**
Позволяет легко включать слуховой аппарат и выключать.

Дистанционное управление: touchControl App.



Превратите ваш смартфон в сдержанный пульт дистанционного управления для Асе и наслаждайтесь высоким уровнем комфорта, управление у вас под рукой . Самая лучшая часть : Загрузка этого приложения - абсолютно бесплатно!

С TouchControl приложением, вы можете легко и незаметно менять программы слухового аппарата Асе, регулировать громкость и изменять низкие и высокие частоты.

Вы даже можете переименовать программы , чтобы сделать их более удобными для вас .



touchControl App

Простая в использовании и легкая в получении: просто скачай бесплатно

В несколько простых шагов, вы можете скачать приложение TouchControl на Apple App Store или Google Play магазин:

- ▶ Открыть свою учетную запись на Play Store, Google или Apple App Store .
- ▶ Найдите TouchControl приложение и загрузить его на ваш Android или IOS смартфонов .
- ▶ Руководство по установке кратко на экране TouchControl приложения для инструментов.
- ▶ Наслаждайтесь, полный контроль прямо в ваших руках!



Наслаждайтесь звучанием жизни

Асе оснащен следующим поколением технологии BestSound™ для наиболее естественной возможности слышания. Это полный переворот в аудиологической технике обеспечивает такой идеальный баланс богатого, естественного качества звука и слышимости, что вы можете забыть, что вы носите слуховые аппараты .

Асе является оптимальным решением как для лиц, впервые одевшим слуховой аппарат так и опытных владельцев. Крошечный и сдержанный внешний вид, расширенная функциональность BestSound Технология что бы слышать как вы хотите, с самого начала .

Для поддержки Асе предусмотрены дистанционное управляемый через приложение для смартфонов .

Поэтому, где бы вы не находились, что бы вы не делали, ваш Асе позволяет вам наслаждаться каждым звуком жизни .



Life sounds brilliant.

