

## Наслаждайтесь звучанием жизни

Insio оснащен следующим поколением BestSound™ Technology и обеспечивает тот же уровень направленности, что и Pure™ и Carat™, что позволяет пациентам понимать речь в трудных акустических ситуациях даже лучше, чем люди с нормальным слухом.

Для поддержания пространственной ориентации и лучшего понимания речи наш мозг использует информацию от обеих ушей. Вдохновленный этими преимуществами бинауральности, Insio предлагает превосходный баланс между естественным качеством звучания и разборчивостью.

Insio представляет мировую новинку для слуховых аппаратов с одним микрофоном. При ношении аппаратов в паре бинауральная направленность OneMic обеспечивает улучшенное понимание речи на фоне шума.

Модели Insio Siemens способны на все это с минимальными энергозатратами.\*\*

\* Два независимых клинических исследования показали, что слуховые аппараты Siemens с бинауральной обработкой данных обеспечивают восприятие звука пациентом даже лучше, чем людям с нормальным слухом в конкретных акустических ситуациях.

\*\* Для аппаратов с бинауральной обработкой данных.



Life sounds brilliant.



Информация в данном буклете содержит общие описательные характеристики доступных технических качеств товара, которые не всегда могут присутствовать в отдельных случаях.

Android и Google Play являются торговыми марками Google Inc. Apple App Store является торговой маркой Apple Inc.

Торговая марка Bluetooth является собственностью Bluetooth SIG, и ее использование компанией Sivantos GmbH осуществляется по лицензии. Другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

**Официальный производитель**  
Sivantos GmbH  
Henri-Dunant-Strasse 100  
91058 Erlangen  
Germany

Sivantos GmbH is a Trademark Licensee of Siemens AG.

**Información de Contacto Local**  
Sivantos GmbH  
Henri-Dunant-Strasse 100  
91058 Erlangen  
Alemania


Teléfono: +49 9131 308-0

Pedido No. 02427-99C1-7800 | Impreso en Alemania  
© 02.2015 Siemens AG

[lat.bestsoundtechnology.com](http://lat.bestsoundtechnology.com)

SIEMENS


Insio



[lat.bestsoundtechnology.com/insio](http://lat.bestsoundtechnology.com/insio)

## Наслаждайтесь каждым звуком жизни.

Новые слуховые аппараты Insio. Миниатюрный дизайн - максимум работоспособности.



Life sounds brilliant.



Представляя улучшенное естественное направленное звучание:

**Новый Insio.**

Сделанные на заказ под вашу индивидуальную ушную анатомию и степень тугоухости, слуховые аппараты Insio™ обеспечивают идеальное соответствие и абсолютную скрытность. Даже самые крошечные аппараты CIC оснащены мировой новинкой - способностью улучшать естественную направленность спереди. Это обеспечивает более точное понимание речи даже в шумной обстановке.



IIC

Aplicación touchControl

CIC

ITC

ITE

Все модели Insio, даже самые крошечные, дистанционно управляются через приложение для еще большей скрытности и удобства пользования.

## Невидимое управление, чистый звук: Слуховые аппараты Insio.



Маленькие, но мощные: Некоторые модели Insio настолько крошечные, что они практически невидимы при ношении, но готовы предоставить исключительное качество звука.



### Для индивидуального решения: Новый Insio.

Приятная беседа во время велопрогулки, концерт на открытом воздухе, дискуссии... Каждый день вы находитесь в различных акустических ситуациях. Оснащенный множеством исключительных функций, Insio подойдет в любой из них.


### Как никогда более четкое восприятие звуков.

Погрузитесь в беседу не задумываясь, даже если вокруг вас много постороннего шума: **Направленные микрофоны** Insio позволяют ощутить исключительную бинауральность. вы можете четко сфокусироваться на речи спереди от вас, сзади или даже сбоку. Insio автоматически подстраивается под сколь угодно сложную ситуацию.

### Обзор Insio:



3 Актуальный размер



Широкая цветовая палитра Insio создана под любой оттенок кожи.



\* Кроме CIC. \*\* Только для IIC.

### Мировая новинка!

### Более легкое и четкое понимание речи.

Естественная форма ушей позволяет нам ясно слышать то, что находится спереди от нас, подавляя звук, приходящий сзади. **Бинауральная направленность OneMic** Insio усиливает данный эффект, так что Вы можете полностью наслаждаться беседой даже в сложных шумных ситуациях.

### Только лучший аудио сигнал - даже при ветре.

Не важно, что вы делаете на улице, **бинауральный eWindScreen™** Insio помогает вам наслаждаться каждой минутой, уменьшая раздражающий шум ветра и увеличивая чистоту того звука, который вы хотите слышать.

### Улучшенные возможности тиннитус-маскера.

Звон в ушах отвлекает и досаждаёт. Опция **Терапевтические сигналы тиннитус** в Insio помогут решить эту проблему: Испуская персонализированный сигнал и, таким образом, уменьшая эффект тиннитуса, к вам вернется чувство покоя.



### Высокая скрытность, удобство контроля.


Все модели Insio, вне зависимости от размеров, могут дистанционно управляться через смартфон. TouchControl App превращает смартфон в пульт дистанционного управления с возможностью незаметной регулировки громкости, программ, низких и высоких частот. Все, что нужно, - скачать приложение. Дополнительные устройства не требуются.



touchControl App

### Беспроводная связь для кристально чистого звука.

Аудио стример easyTek по беспроводной сети подключается к Вашим слуховым аппаратам через любые устройства Bluetooth: кристально чистый звук из телефонов, mp3-плееров и ТВ поступает в настоящем стерео прямо в уши. Также вы можете использовать его как пульт дистанционного управления для незаметного переключения программ и настройки громкости. Загрузите easyTek App\*\* на свой смартфон и наслаждайтесь всеми функциями easyTek. Управление настолько незаметно, что регулировка громкости и переключение программ покажутся окружающим обычным набором сообщения на телефоне.



easyTek Aplicación easyTek



\* Совместим с Android и iOS. Приложение бесплатно.



### Полностью персонализированный слух.

Даже если ваши слуховые аппараты автоматически настраиваются в определенных ситуациях, с помощью easyTek App вы сможете вручную отрегулировать аппараты так, как подходит именно вам в данной ситуации. Сидя в шумном ресторане, вы можете сконцентрироваться на беседе за вашим столом, подавляя нежелательные звуки с помощью Пространственного конфигуризатора на смартфоне.

### Дополнительные аксессуары

Пульт дистанционного управления easyPocket™ и дополнительный внешний микрофон VoiceLink™ улучшат использование аппаратов Insio.



easyPocket VoiceLink