

Наслаждайтесь звучанием ЖИЗНИ

Motion оснащен следующим поколением BestSound™ Technology и обеспечивает тот же уровень направленности, что и Pure™ и Carat™, что позволяет пациентам понимать речь в трудных акустических ситуациях даже лучше, чем люди с нормальным слухом.* Данная мировая новинка обеспечивает идеальный баланс между богатым, естественным качеством звука и разборчивостью.

Для локализации источников звука, поддержания пространственной ориентации и лучшего понимания речи, наш мозг использует информацию от обеих ушей. Вдохновленный этими преимуществами бинауральности, Motion предоставляет передовую технологию и обеспечивает самое натуральное, бинауральное звучание, насколько это возможно.

Модели Motion Siemens способны на все это с минимальными энергозатратами.** Что обеспечивает наилучшее прослушивание без беспокойств по поводу срока службы батареек.

* Два независимых клинических исследования показали, что слуховые аппараты Siemens с бинауральной обработкой данных обеспечивают восприятие звука пациентом даже лучше, чем людям с нормальным слухом в конкретных акустических ситуациях.

** Для аппаратов с бинауральной обработкой данных.



Life sounds brilliant.





Motion SA

Motion SX

Motion PX

easyTek

Информация в данном буклете содержит общие описательные характеристики доступных технических качеств товара, которые не всегда могут присутствовать в отдельных случаях.

Android и Google Play являются торговыми марками Google Inc. Apple App Store является торговой маркой Apple Inc.

Торговая марка Bluetooth является собственностью Bluetooth SIG, и ее использование компанией Sivantos GmbH осуществляется по лицензии. Другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Официальный производитель

Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germany

Sivantos GmbH is a Trademark Licensee of Siemens AG.

Contato local

House number and
street name
City and postal code
Country
Phone: +XX-XXX-XXX-XXXX

Order No. A91SAT-02429-99C1-7600 | Printed in Germany
© 02.2015 Siemens AG

www.bestsound-technology.com.br


SIEMENS



www.bestsound-technology.com/motion

Наслаждайтесь каждым
звучком жизни.

Новые слуховые аппараты Motion.
Превосходный звук - комфортная жизнь.



Life sounds brilliant.



Изящный, легкий в управлении и полностью оснащенный:

Новый Motion.

Оснащенный инновационным гладким корпусом. Все модели Motion™ незаметно прячутся за ухом, обеспечивают максимум комфорта во время ношения и улучшают разборчивость речи. Таким образом, Motion позволяет полностью наслаждаться беседой даже в сложных акустических ситуациях, таких как ресторан.

Надежные, легкие в управлении и многофункциональные: Слуховые аппараты Motion.



Будучи заушными слуховыми аппаратами, модели Motion очень надежны: обладая рейтингом IP67, они устойчивы к влаге, поту, пыли и грязи.

Обзор Motion.



Широкая цветовая палитра Motion создана под любой оттенок кожи и цвет волос.



Bege	Granito	Cinza	Preto
Prata	Sandy Brown	Dark Granite	Marrom
Dourado	Dark Champagne	Candy Pink*	Galactic Blue*
Elegance*	Pearl White*	Spirit*	

*Дополнительные цвета для некоторых моделей



Просто наслаждайтесь отличным звуком - в любой ситуации:

Новый Motion.

Приятная беседа с друзьями в ресторане, секрет, сообщаемый шепотом на ушко... Каждый день полон различных ситуаций. Благодаря непревзойденным возможностям, Motion подойдет к любой из них.

Создан для идеального соответствия.

Что бы не готовил день, вам не придется постоянно думать о слуховых аппаратах: все модели Motion полностью оборудованны и предлагают превосходное решение практически любой степени тугоухости. Перезаряжаемые Motion SX и Motion SA с дополнительным аудиобашмаком выпускаются в новом изящном корпусе, который полностью скрывается за ухом. Motion PX обеспечивает высокий уровень мощности. Все это делает его прекрасным решением даже для пациентов с глубокой потерей слуха.

Как никогда более четкое восприятие звуков.

Погружайтесь в беседу не задумываясь, даже если вокруг много шума: Благодаря **Узкой Направленности Motion** точно фокусируется на речи, приходящей спереди, и вы можете наслаждаться каждым словом. Или вы идете на прогулку и кто-то говорит сбоку от вас: **Пространственный SpeechFocus™** позволяет получить полное удовольствие от беседы. А **Бинауральный eWindScreen™** помогает наслаждаться каждой минутой на свежем воздухе, снижая раздражающий шум ветра.

Улучшенные возможности тиннитус-маскера.

Звон в ушах отвлекает и досаждаёт. Опция **Терапевтические сигналы тиннитус** в аппаратах Motion помогут решить эту проблему: Испуская персонализированный сигнал и, таким образом, уменьшая эффект тиннитуса, к вам вернется чувство покоя.





Беспроводная связь для кристально чистого звука.

Аудио стример easyTek по беспроводной сети подключается к Вашим слуховым аппаратам через любые устройства Bluetooth: кристально чистый звук из телефонов, mp3-плееров и ТВ поступает в настоящем стерео прямо в уши. Также вы можете использовать его как пульт дистанционного управления для незаметного переключения программ и настройки громкости. Загрузите easyTek App** на свой смартфон и наслаждайтесь всеми функциями easyTek. Управление настолько незаметно, что регулировка громкости и переключение программ покажутся окружающим обычным набором сообщения на телефоне.

Полностью персонализированный слух.

Благодаря easyTek App вы можете незаметно настраивать

Пространственный конфигуратор. Он позволяет точно сфокусировать слуховые аппараты на требуемом источнике звука. Даже в шумных ресторанах вы сможете погрузиться в беседу за вашим столом, а не находящимся сзади.



easyTek

easyTek
App

Высокая скрытность, удобство контроля.

Motion **управляется дистанционно.** TouchControl App* позволяет незаметно изменять программы слухового аппарата, регулировать громкость, низкие и высокие частоты через смартфон. Просто скачайте данное приложение, другие устройства не требуются.



touchControl App



* Совместим с Android и iOS. Приложение бесплатно.

Motion SA: с опцией Аудиобашмак.



В моделях Motion SA стандартный батарейный отсек может быть заменен на батарейный отсек с прямым аудиовходом (DAI). Это позволяет подключаться к FM системам и передавать звук прямо в уши, что особенно полезно в шумных обстановках, таких как учебные классы.

easyPocket



VoiceLink

eCharger

Дополнительные аксессуары

Пульт дистанционного управления easyPocket™ и дополнительный внешний микрофон VoiceLink™ улучшают использование аппаратов Motion.