

# Lotus.

## Надежное решение.

Lotus™ сочетает в себе проверенную технологию, легкость в управлении и хорошее качество звука. Корпус надежен и практичен при ежедневном использовании. Широкий спектр моделей Siemens Lotus предлагает подходящее и комфортное решение каждому пациенту. **Lotus. Для всего, что вы любите слышать.**



Lotus Pro 2 SP



Lotus Pro 2 SP

### Lotus Pro Программируемый

Тип	BTE
Технологические уровни	Basic
Описание	Lotus Pro 2 M
Изображение	
Диапазон настройки	
<b>Характеристики</b>	
Матрица (2 смЗ)	Рожок 60/130 дБ
Тип батарейки	13
Потребляемая мощность	0.8 мА
<b>Характеристики продукта</b>	
Частотные полосы/ Каналы компрессии	2/1
Программы	3+A
e2e wireless 2.0	-
Функция подзарядки	-
Регулятор громкости	●
Встроенная кнопка	●
T-катушка	●
Функция вкл./выкл. бат. отсеком	●
LifeTube/Стандартный рожок	●
Маленький рожок	●
Аудио вход	●
Тиннитус-маскер	-
<b>Модификации</b>	
CROS	●
BICROS	●
Адаптер для очков	●
<b>Аксессуары</b>	
Адаптер для программирования	CS 44
Fitting set	-



Для большей информации ознакомьтесь с брошюрой «Lotus».

Lotus Pro

Цвета:  
BTE



ITE



BTE				ITE
Basic				
Lotus Pro 2 SP	Lotus Pro M	Lotus Pro P	Lotus Pro SP	Lotus Pro CIC, ITC, ITE
Рожок 80/138 дБ	LifeTube 47/126 дБ Рожок 60/130 дБ	Рожок 70/133 дБ	Рожок 80/138 дБ	CIC 47/113 dB <sup>11</sup> ITC 50/118 dB <sup>11</sup> ITE 60/123 dB <sup>11</sup>
675	13	13	675	CIC 10, ITC 312, ITE 13
1.6 мА	0.8 – 1.0 мА	0.7 мА	2.0 мА	0.6 мА
2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
3+A	3+A	2+A	2+A	○
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	○ <sup>10</sup>
●	●	●	●	○ <sup>10</sup>
●	●	●	●	○ <sup>10</sup>
●	●	●	●	-
●	●	●	●	-
●	-	●	●	-
●	●	●	●	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	-
●	●	●	●	-
●	○	●	●	-
CS 44	CS 44	CS 44	CS 44	Flex connector
-	LifeTube	-	-	-

(10) Недоступно для CIC  
(11) Макс. значения

●Стандартно  
○Опция

## Lotus Trimmer

Цвета:

BTE



ITE



See details on page 102.

Type	BTE		
Performance level	Basic		
Description	Lotus 23 M	Lotus 23 P	Lotus 23 SP
Изображение			
Диапазон настройки			
<b>Характеристики</b>			
Матрица (2 см3)	Рожок 60/130 дБ	Рожок 70/132 дБ	Рожок 80/138 дБ
Тип батарейки	13	13	675
Power consumption	1.0 мА	0.9 мА	0.9 мА
<b>Характеристики продукта</b>			
Частотные каналы	2	2	2
Триммеры	NH/MPO/Gain	NH/MPO/Gain	NH/MPO/Gain
Программы	2	2	2
e2e wireless 2.0	-	-	-
Rechargeable	-	-	-
Регулятор громкости	●	●	●
Встроенная кнопка	●	●	●
T-катушка	●	●	●
Функция вкл./выкл. бат. отсеком	●	●	●
Стандарт. рожок	●	●	●
Маленький рожок	-	●	●
Аудио вход	●	●	●
Тиннитус-маскер	-	-	-
<b>Модификации</b>			
CROS	●	●	●
BICROS	●	●	●
Адаптер для очков	-	-	-
<b>Аксессуары</b>			
Адаптер для программирования	CS 44	CS 44	CS 44

(11) Max. values

(14) С комплектом настройки громкости для CIC

ITE		
Basic		
Lotus 23 CIC	Lotus 23 ITC	Lotus 23 ITE
<b>Характеристики</b>		
40/113 dB <sup>11</sup>	50/118 dB <sup>11</sup>	60/123 dB <sup>11</sup>
10	312	13
0.7 мА	0.5 мА	0.5 мА
<b>Характеристики продукта</b>		
2	2	2
NH/MPO/NR	NH/MPO/NR	NH/MPO/NR
1	1	1
-	-	-
-	-	-
Ручной <sup>14</sup>	-	-
-	○	○
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Модификации</b>		
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Аксессуары</b>		
Flex connector	Flex connector	Flex connector

●Стандартно  
○Опция