

SIEMENS

Торговая марка Bluetooth является собственностью Bluetooth SIG, и ее использование компанией Sivantos GmbH осуществляется по лицензии. Другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Информация в данном буклете содержит общие описательные характеристики доступных технических качеств товара, которые не всегда могут присутствовать в отдельных случаях.

Android и Google Play являются торговыми марками Google Inc. Apple App Store является торговой маркой Apple Inc.

#### Официальный производитель

Sivantos AG  
Henri Dunant Strasse 100  
DE - 91058 Erlangen  
Tyskland

Sivantos GmbH is a Trademark Licensee of Siemens AG.

#### Din kontakt i Norge


Sivantos AS  
Nedre Vollgate 5  
0158 Oslo  
Telefon: 22 63 22 22

Bording A/S 4030281/2/500/0515/4035025  
Ref. No. A91SAT-02258-99C1-7600 ; 03.2015 Siemens AG  
[www.bestsound-technology.no](http://www.bestsound-technology.no)

[www.bestsound-technology.no](http://www.bestsound-technology.no)

# Наслаждайтесь каждым звуком ЖИЗНИ.

Аксессуары для беспроводного подключения к слуховым аппаратам.



Life sounds brilliant.



На ваших условиях:  
**Индивидуализируйте  
восприятие звуков.**

Сопровождение детей в школу по утрам, встречи с друзьями во время ланча, просмотр ТВ вечером - каждый день полон различных акустических ситуаций и бесед. Разве не было бы здорово направлять звук непосредственно в уши, незаметно управлять слуховыми аппаратами и с легкостью перезаряжать их?

Откройте наши подходящие решения на следующих страницах:

**Аудио стриминг**

easyTek/easyTek App **New!**

**Дистанционное управление**

touchControl App **New!**

easyPocket

**Выносной микрофон**

VoiceLink

**Зарядное устройство**

eCharger

## Подключен и под контролем:



Ваши слуховые аппараты помогают вам действовать в течение дня - аксессуары помогают действовать еще более свободно.

Хотите ли вы дистанционно изменить настройки, направлять звук прямо в уши или воспользоваться преимуществами подзарядки, широкий ассортимент стильных, практичных и легких в управлении аксессуаров от Siemens сделают каждый ваш день еще легче.

Правильные аксессуары могут сделать функции слуховых аппаратов более доступными, придавая уверенности в легкости управления. Представьте, насколько свободными вы станете, если можно будет незаметно менять программы или уровень громкости через смартфон, отдать микрофон говорящему и не упустить ни единого слова или просто поместить слуховые аппараты в зарядное устройство на ночь и быть готовым к каждому новому дню.



easyTek и easyTek App



touchControl App

Улучшая восприятие звуков и ваш образ жизни:

## Новые easyTek и easyTek App.

- Представьте себе чистый звук от телефона, ТВ передачи или музыки, который напрямую поступает в ваши уши. EasyTek™ способен на это и даже больше. Надеваемый на шею поверх одежды или под нее, он позволяет подключаться к слуховым аппаратам и передавать звук прямо в уши или служит пультом дистанционного управления. А в паре с приложением easyTek App для Android или IOS смартфонов вы также можете использовать телефон для незаметной настройки громкости или изменения программ.



New!


easyTek og easyTek App

## Имя говорит само за себя: easyTek – технология, легкая в использовании.

Превратить бинауральные слуховые аппараты в высококачественную стерео-гарнитуру очень просто. Умная многофункциональная кнопка позволяет включать и выключать easyTek, отвечать на телефонные звонки, изменять программы или подключаться к аудио источникам, таким как проигрыватели, ТВ и др. с помощью одной кнопки.

Непосредственные регуляторы громкости позволяют изменять громкость слуховых аппаратов. А LED-индикаторы показывают важную информацию, например, что пора подзарядить батарею.

### Аудио стриминг:



easyTek позволяет подключать слуховые аппараты к Iphone, Ipad, Android и ко многим Bluetooth-устройствам.

### Детальный обзор easyTek.





- 1 Многофункциональная кнопка
- 2 Шейный шнурок-антенна
- 3 Микрофоны
- 4 LED-индикаторы
- 5 Порты антенны
- 6 Кнопки регулировки громкости
- 7 Стандартный аудио разъем 3.5 мм
- 8 Порт FM приемника
- 9 Кнопка Reset
- 10 Микро-USB порт для подзарядки

Больше скрытности, удобства и возможностей.

## easyTek App.

EasyTek App придает easyTek еще большую функциональность, добавляя элемент незаметности.

Даже превышая easyTek в функциональности, приложение easyTek app отображает статус слуховых аппаратов на дисплее смартфона, направляет звук от аудио источников или превращает телефон в пульс дистанционного управления. Благодаря этому изменение программ и регулировка настроек выглядит как проверка и набор сообщений.



### Главный экран

Главный экран easyTek App открывает быстрый доступ к таким важным настройкам, как громкость, отключение звука и выбор программы.



### Список программ

Список программ отображает иконки с надписями, что позволяет вам с легкостью выбрать требуемую программу. Также возможно быстро выбрать нужный трансмиттер.



### SoundBalance

Благодаря интуитивно понятному слайдеру можно быстро настроить баланс низких и верхних частот. Также на экране отображаются уровень зарядки слуховых аппаратов и easyTek.



### Функции сдухового аппарата

Благодаря четкому и понятному интерфейсу вы можете контролировать то, что хотите услышать, например, можно сфокусироваться на человеке слева от Вас в ресторане, используя Пространственный конфигуриатор.

## Просто незаметно: Приложение touchControl App.



■ Превратите свой смартфон в незаметный пульт дистанционного управления для слуховых аппаратов Siemens, и наслаждайтесь высочайшим уровнем комфорта на кончиках пальцев.



Изменение программ и громкости  
Используйте touchControl App для легкой и незаметной регулировки громкости и изменения программ.




Низкие и высокие частоты  
Используйте SoundBalance™ для изменения тона атмосферы в зависимости от обстановки согласно Вашим предпочтениям.

## Легко получить! Приложения для загрузки.

Легко использовать, легко загрузить: Просто скачайте приложения easyTek App или touchControl App на Android или IOS смартфон через Google Play Store или Apple App Store. Что самое лучшее, приложения абсолютно бесплатны!



- 1 Убедитесь, что у вас есть аккаунт на Google Play Store для Android устройства или аккаунт на Apple App Store для iPhone.



- 2 Войдите в аккаунт Google Play Store или Apple App Store через Android или iOS смартфон. Найдите easyTek App или touchControl App.

или



Просканируйте QR-код, который направит вас по ссылке на страницу приложений. Выберите приложение с прямой ссылкой на скачивание через Google Play Store или Apple App Store.



- 3 Следуйте инструкциям по установке приложения на смартфон.



- 4 Откройте для себя насколько удобно контролировать слуховые аппараты через приложение.

Если у вас появятся вопросы, пожалуйста, обращайтесь к специалистам в сфере слухопротезирования.



## Предлагая дополнительные опции: Дополнительные аксессуары



easyPocket

**Дистанционное управление:  
easyPocket.**

EasyPocket™ с большими кнопками и дисплеем позволяет управлять слуховыми аппаратами как никогда легко и удобно.



VoiceLink

**Выносной микрофон: VoiceLink.**

VoiceLink беспроводным способом подключается к easyTek. Когда микрофон находится у говорящего, то его голос напрямую подается в слуховые аппараты, что очень полезно в тяжелых акустических ситуациях, таких как собрания.



eCharger

**Зарядное устройство:  
eCharger.**

Siemens eCharger подзаряжает и высушивает слуховые аппараты в течение ночи, так что вам не приходится беспокоиться о замене крошечных батареек.



Если вы не уверены в том, какие слуховые аппараты с какими аксессуарами совместимы, ваш специалист по слухопротезированию будет рад помочь.